



Chagas, Chagas WB

Immunochromatographic tests for the detection of infectious diseases in serum or whole blood
Tests inmunocromatográficos para la detección de enfermedades infecciosas en suero o sangre




www.operon.es - sales@operon.es - Tel.: +34 976 503 597 - Spain






Name Nombre	Analyte Analito	Sample Muestra	Sensitivity Sensibilidad	Specificity Especificidad	Stick format	Simple format
Chagas	<i>Trypanosoma cruzi</i>	Serum Suero	99,30%	97,00%	X	
Chagas WB	<i>Trypanosoma cruzi</i>	Whole blood Sangre capilar	93,20%	99,10%		X


Procedure Stick Chagas Procedimiento Stick Chagas



Results / Resultados: 10 min



Procedure Simple Chagas WB Procedimiento Simple Chagas WB



Results / Resultados: 10 min

