

Infectious diseases *Enfermedades infecciosas*

Norovirus, Rotavirus, Rota-Adeno, Rota-Noro

Immuno-chromatographic test for the diagnosis of Infectious diseases in stool samples
Test inmunocromatográfico para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en heces




operon
immuno & molecular
diagnostics

www.operon.es - sales@operon.es - Tel.: +34 976 503 597 - Spain




ROTAVIRUS, ROTA-ADENO




Name Nombre	Analyte Analito	Sample Muestra	Sensitivity Sensibilidad	Specificity Especificidad	Stick format	Simple format
Reference method: ELISA						
Rotavirus	Rotavirus	Stool samples	99,9%	96,6%	X	X
Rota-Adeno		Heces	98,8%	92,2%		
Rota-Adeno	Adenovirus	Stool samples	97,6%	96,5%	X	X
		Heces				


SIMPLE ROTA, ROTA-ADENO




Results / Resultados: Rota - 5 min



Results / Resultados: Rota-Adeno - 10 min



STICK ROTA, ROTA ADENO




Results / Resultados: Rota - 5 min



Results / Resultados: Rota-Adeno - 10 min




NOROVIRUS




Name Nombre	Analyte Analito	Sample Muestra	Sensitivity Sensibilidad	Specificity Especificidad	Stick format	Simple format
Norovirus	Norovirus	Stool samples Heces	85%	97%	X	X

Sample preparation / Preparación de muestra




SIMPLE NOROVIRUS



STICK NOROVIRUS

INDEPENDENT bands for Norovirus GI and GII



ROTA-NORO




Name Nombre	Analyte Analito	Sample Muestra	Sensitivity Sensibilidad	Specificity Especificidad	Stick format	Simple format
Rota-Noro	Rotavirus	Stool samples Heces	95%	97%	X	X
	Norovirus		85%	97%		

Sample preparation / Preparación de muestra



SIMPLE ROTA-NORO



STICK ROTA-NORO

INDEPENDENT bands for Norovirus and Rotavirus

